

KERN

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
Sähköposti: info@kern-sohn.com

Puh.: +49-[0]7433-9933-0
Faksi: +49-[0]7433-9933-149
Kotisivu: www.kern-sohn.com

Asennusohje Niska- ja jalkatukisarja

KERN MBC-A05

Versio 1.0
04/2014
FIN



MBC-A05-IA-fin-1410



KERN MBC-A05

Versio 1.0 04/2014

Asennusohje Niska- ja jalkatukisarja

Sisällysluettelo

1	Tekniset tiedot	3
2	Toimituksen sisältö	3
3	Kuvaus.....	3
4	Asennus.....	4
5	Puhdistus/desinfointi	4

1 Tekniset tiedot

KERN	MBC-A05
Mitat [mm] asennettuna	600x280x128
Nettopaino [kg]	350

2 Toimituksen sisältö

- 1 punnituslevy niska- ja jalkatuella
- Asennusohje

3 Kuvaus

KERN MBCA05 -niska- ja jalkatuki estävät tippumisen punnituslevyn päätyreunojen yli punnittavan vauvan turvallisuuden parantamiseksi.

4 Asennus

	<p>Kiinnitä niska- ja jalkatuki vaakaan kuvan mukaisesti.</p>
	<p>Niska- ja jalkatukisarja asennettuna.</p>

5 Puhdistus/desinfiointi

Puhdista vaakalevy ja kotelo ainoastaan kotikäyttöön tarkoitettulla pesuaineella tai yleisesti saatavilla olevalla desinfiointiaineella. Noudata valmistajan ohjeita. Älä käytä mitään kiillotus- tai syövytysaineita, kuten pirtu, bensiini tms. tuotteita, jotka voivat vaurioittaa vaa'an pintaa.

Ristitartunnan (sienitauti, ...) välttämiseksi vaakalevy on puhdistettava säännöllisesti. Suositus: aina punnituksen jälkeen, jos siihen liittyy tartuntavaara (kun punnituksessa esiintyy esim. välitöntä ihokosketusta).



Älä suihkuta desinfiointiainetta laitteen päälle.

Desinfiointiaine ei saa päästä vaa'an sisään.

Pinnan suositeltu desinfiointitapa on pyyhkiminen kostealla kankaalla.

Poista lika laitteesta viipymättä.