

# **KERN**<sup>®</sup>

**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433-9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## Istruzioni per montaggio Kit poggiatesta-poggiapiedi

### **KERN MBC-A05**

Versione 1.0

04/2014

I



MBC-A05-IA-i-1410



# **KERN MBC-A05**

Versione 1.0 04/2014

## **Istruzioni per montaggio Kit poggiatesta -poggiapiedi**

---

---

### Sommario

<b>1</b>	<b>Caratteristiche tecniche .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Contenuto del pacco .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Descrizione.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Montaggio.....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Pulizia / disinfezione.....</b>	<b>4</b>

---

## 1 Caratteristiche tecniche

---

KERN	MBC-A05
Dimensioni [mm] dispositivo completamente montato	600x280x128
Peso netto [kg]	350

---

## 2 Contenuto del pacco

---

- 1 piatto della bilancia con poggiatesta e poggia piedi
- Istruzioni per montaggio



---

## 3 Descrizione

---

Il poggiatesta e il poggia piedi KERN MBCA05 costituiscono un contenimento laterale del piatto della bilancia, aumentando la sicurezza del neoanto.

## 4 Montaggio

	<p>Fissare il kit poggiatesta-poggiapiedi sulla bilancia, come da figura.</p>
	<p>Il kit poggiatesta-poggiapiedi montato.</p>

## 5 Pulizia / disinfezione

Per la pulizia del piatto della bilancia e della sua cassa usare solo un detergente ad uso domestico oppure un disinfettante disponibile nel commercio. Rispettare le indicazioni del fabbricante.

Non utilizzare alcun prodotto per lucidatura o aggressivo quale alcool puro, benzina o simili, in quanto possano danneggiare la superficie di alta qualità.

Al fine di evitare contaminazione crociata (micosi, ...) bisogna pulire regolarmente il piatto della bilancia. Si consiglia di pulirlo dopo ogni pesatura che possa causare potenziale contaminazione (p.es. pesature con un contatto con la pelle diretto).



Non spruzzare il dispositivo con il disinfettante.

Il disinfettante non può penetrare all'interno della bilancia.

Si consiglia di disinfettare la superficie del dispositivo, strofinandola a umido.

Eliminare immediatamente lo sporco.