

KERN

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Teléfono: +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Manual de instalación del soporte

KERN EOC-A05

Versión 1.1
12/2016
E



EOC-A05-IA-s-1611



KERN EOC-A05

Versión 1.1 12/2016

Manual de instalación del soporte

Índice

1	Datos técnicos	2
2	Elementos entregados.....	3
3	Descripción	4


1 Datos técnicos

KERN	EOC-A05
Altura del soporte	33 cm

2 Elementos entregados

 <p>Soporte</p>	 <p>Anillo de fijación del panel de control</p>
 <p>Pie de soporte (imagen equivalente)</p>	 <p>Tornillo - 1 pcs</p>
 <p>Cilindro de plástico</p>	 <p>Tornillo con tuerca – 1 pcs</p>
 <p>Tornillo - 4 unidades</p>	 <p>Guía del cable con el tornillo, 3 piezas cada uno</p>
 <p>Tornillo de sujeción – 1 pcs</p>	 <p>x 3</p>

3 Descripción



1	Soporte	7	Anillo de fijación del panel de control
2	Pie de soporte	8	Tornillo
3	Anillo de plástico	9	Tornillo
4	Tornillo	10	Tornillo
5	Tornillo	11	Guía del cable
6	Tornillo de sujeción		

